



Pressemitteilung

Optimales Licht und Ladestandsanzeige erleichtern Laryngoskopie.

HEINE Standard F.O. L® LED Laryngoskop-Ladegriff /
HEINE Standard F.O. L® Laryngoskop-Ladegriff

Die neue Bodeneinheit, die HEINE für seine Laryngoskop-Griffe entwickelt hat, hat es in sich: Sie zeigt ab sofort an, wie lange die Energie des Griffs noch reicht. Das geschieht vollautomatisch. Sowohl beim Einschalten als auch beim Entnehmen aus dem Ladegerät ist der Batterieladestand 10 Sekunden lang direkt am Griff zu sehen. Den Laryngoskop-Griff komplett zu laden, dauert im NT 300 Ladegerät gerade mal zwei Stunden – mit Überladungsschutz und ohne Memoryeffekt.

Kompatibel in alle Richtungen: Bei der Produktentwicklung denkt HEINE stets auch an den Investitionsschutz in der Praxis. Darum können vorhandene Laryngoskop-Griffe problemlos aufgerüstet werden. Dazu genügt der einfache Wechsel zur Li-ion L Ladebatterie und zur Standard F.O. L Bodeneinheit.

Bei den Griffen für sein Laryngoskop hat der Arzt die Wahl, ob er sich für den Batterieeinschub mit der bewährten XHL Xenon-Halogen-Lampe oder mit innovativer LED-Beleuchtung entscheidet. Erstklassiges Licht und komfortable Arbeitsbedingungen sind in beiden Fällen gewährleistet.