

## HEINE HSL 150® Handspaltlampe

### Zur Untersuchung des vorderen Augenabschnittes



Kompakt und leicht, ist die tragbare HSL 150 ideal für Situationen, in denen eine konventionelle Spaltlampe nicht zur Verfügung steht oder praktisch ist. Für die Human- und Veterinär-Medizin zur Untersuchung des vorderen Augenabschnittes.

- ∴ **Spaltgröße stufenlos variierbar** von 0,2mm x 10mm bis 4 mm x 14mm.
- ∴ 6fach Vergrößerung.
- ∴ **Blauer Interferenzfilter (FITC)** für die Hornhautuntersuchung zuschaltbar.
- ∴ **Mehrfach vergütete Optik für optimale Lichttransmission.**
- ∴ **2,5V oder 3,5V XHL Xenon Halogentechnologie** für helles weißes Licht – vergleichbar mit der Beleuchtungsstärke einer klassischen Spaltlampe.
- ∴ **Das Kopfstück HSL 150 wiegt nur ca. 70g.** Die leichteste Spaltlampe ihrer Art.

∴ Stufenlose Spaltgröße

∴ Blaufilter

∴ Ideal für Hausbesuche

HSL 150 für BETA oder BETA SLIM Griffe	2,5V	3,5V
ohne Griff	C-001.14.602	C-002.14.602
XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.098	X-002.88.099
Ersatz-Blaufilter für HSL 150	C-000.14.605	

## HEINE HSL 10x® Lupenaufsatz

### Lupenaufsatz für 10fache Vergrößerung



Für HSL 150. Mit Präzisions-Vergrößerungsoptik für scharfe, klare Bilder.

- ∴ **10fach Vergrößerung** in Kombination mit HSL 150 Lupe.
- ∴ **Vergrößerter Arbeitsabstand** Arzt-Patient.
- ∴ **Großes Übersichtsfeld.**
- ∴ **Mit weicher Okularmuschel** zur Abstützung an der Orbita und zur Vermeidung von Streulicht; austauschbar gegen weiche Kappe für Brillenträger.

HSL 10x Lupenaufsatz	C-000.14.606
----------------------	--------------

## HEINE HSL 150® Handspaltlampen Sets



[01]



[02]

Set komplett mit: **HSL 150 Handspaltlampe**  
BETA SLIM Griff (schlank, kompakt)

Handspaltlampen Sets	2,5V	3,5V
BETA SLIM Batteriegriff, in Stofftasche, ohne Ersatzlampe [01]	<b>C-252.10.105</b>	
dito, mit HSL 10x Lupenaufsatz, Ersatzlampe, im Hartschalenetui [02]	<b>C-268.10.105</b>	
BETA SLIM Ladegriff und NT 300 Ladegerät, Ersatzlampe im Hartschalenetui		<b>C-266.20.470</b>
dito, mit HSL 10x Lupenaufsatz, im Hartschalenetui		<b>C-268.20.470</b>

Set komplett mit: **HSL 150 Handspaltlampe**  
Ersatzlampe  
BETA Griff (Standardgröße)  
Hartschalenetui




Handspaltlampen Sets	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Batteriegriff	<b>C-265.10.118</b>		
dito, mit HSL 10x Lupenaufsatz	<b>C-267.10.118</b>		
BETA R Ladegriff für Steckdose		<b>C-265.20.376</b>	<b>C-265.27.376</b>
dito, mit HSL 10x Lupenaufsatz		<b>C-267.20.376</b>	<b>C-267.27.376</b>
BETA TR Ladegriff mit Steckertrafo		<b>C-265.20.384</b>	<b>C-265.27.384</b>
dito, mit HSL 10x Lupenaufsatz		<b>C-267.20.384</b>	<b>C-267.27.384</b>
BETA NT Ladegriff und NT 300 Ladegerät		<b>C-265.20.420</b>	
dito, mit HSL 10x Lupenaufsatz		<b>C-267.20.420</b>	
 BETA L Ladegriff und NT 300 Ladegerät			<b>C-265.29.420</b>
dito, mit HSL 10x Lupenaufsatz			<b>C-267.29.420</b>

: Ladegriff mit Ladestandsanzeige in der Bodeneinheit.

**Ein Unternehmen schreibt Geschichte und gibt seiner ausgezeichneten Produkt-Qualität einen Namen: HEINE.**

1946 gegründet, unabhängig, traditionsreich und heute internationaler Marktführer und Komplettanbieter von Diagnostikinstrumenten. HEINE Produkte erfüllen alle internationalen Standards (ISO/CE) und sind in Präzision und ergonomischem Design weltweit führend. Die intensive und kontinuierliche unternehmenseigene Forschung und Produktentwicklung schaffen eine solide und zukunftsweisende Basis für die technische Reife und die ausgezeichnete Qualität aller HEINE Produkte. Mitverantwortlich für diesen Erfolg sind weltweit über 500 Mitarbeiter.

[www.heine.com](http://www.heine.com)



■ HEINE NIEDERLASSUNGEN  
■ HEINE VERTRETUNGEN

#### DEUTSCHLAND

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
82211 Herrsching  
Kientalstr. 7  
Tel. +49 (0) 81 52-38 0  
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

#### NORDAMERIKA

HEINE USA LTD.  
10 Innovation Way  
Dover, NH 03820  
Tel. (603) 7 42-71 03  
Fax (603) 7 42-72 17  
Toll Free (800) 367-4872  
E-Mail: [service@heine-na.com](mailto:service@heine-na.com)

#### AUSTRALIEN

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.  
Unit 9, 98 Old Pittwater Road  
P.O. Box 717 Brookvale 2100  
New South Wales  
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00  
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05  
E-Mail: [info@heine.com.au](mailto:info@heine.com.au)

#### SCHWEIZ

HEINE (Schweiz) AG  
Tobelackerstr. 9  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66  
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77  
E-Mail: [heine-schweiz@schaffhausen.ch](mailto:heine-schweiz@schaffhausen.ch)

Ihr Fachhändler

10/11. A-000.00.100 d

